

Przedłużona kasetka ENDO

STATIM 5000S dzięki swojej przedłużonej kasecie gwarantuje efektywny proces sterylizacji narzędzi chirurgicznych większych rozmiarów, drogich instrumentów wykorzystywanych w metodzie Lasik i PRK, instrumentów stosowanych przy zabiegach jaskry, zabiegach endoskopowych. Kasetka ENDO daje możliwość ich sterylizacji bez dodatkowego stosowania środków chemicznych czy toksycznych gazów.



Extended Length Cassette



Endo Container

Wymiary kasetki ENDO (wewnętrzne) : 49,0 cm / 18,0 cm / 7,5 cm.

Sterylizacja endoskopów przy użyciu autoklawu kasetowego STATIM i możliwości, jakie daje kasetka ENDO to:

- gwarancja skuteczności oraz bezpieczeństwo dla narzędzi,
- szybki cykl sterylizacji oznacza ochronę drogich endoskopów (cykl dla instrumentów nieopakowanych trwa 9 minut, a dla opakowanych 17,5 minuty),
- rozmiary kasetki są odpowiednie dla większości endoskopów,
- pozytywnie zakończone testy biologiczne przeprowadzone przez Uniwersytet w Tubingen (Niemcy),
- pozytywne wyniki testów i zaopiniowanie przez większość producentów endoskopów.

Wymiary:

Autoklaw kasetowy STATIM 5000S

- autoklaw (wymiary zewnętrzne – dł./szer./wys.): 55,0 cm X 41,5 cm X 19,0 cm
- kasetka standardowa (wymiary wewnętrzne – dł./szer./wys.): 38,0 cm X 18,0 cm X 7,5 cm

Autoklaw kasetowy STATIM 5000S ENDO

- autoklaw (wymiary zewnętrzne – dł./szer./wys.): 55,0 cm X 41,5 cm X 19,0 cm
- kasetka ENDO (wymiary wewnętrzne – dł./szer./wys.): 49,0 cm X 18,0 cm X 7,5 cm

